

Manutenzione



Nei primi giorni un calo di volume è normale, per questo l'articolo consegnato è stato imbottito leggermente più del dovuto, si assesterà in c.a 10 giorni di buon uso.
Poi il decadimento diventerà graduale e avrà bisogno di una "ricarica", cioè aggiunta di microsfere di polistirene, dopo qualche tempo.
A tal fine Tartuga ha preparato la confezione di 250g c.a per riportarla al giusto peso.

Come effettuare la ricarica:

- Aprite completamente la cerniera posta sulla fodera esterna in modo da poter estrarre agevolmente la sacca interna
- Aprite la cerniera che trovate sulla sacca interna
- Aiutandovi con un foglio di cartoncino a forma di imbuto, tagliate un'angolo della confezione di "ricarica" e, con "molta calma", fate scivolare le palline all'interno
- Richiudete la cerniera avendo cura di far scorrere il cursore fino in fondo con la levetta ferma_cursore girata all'interno della fodera



Questa operazione è molto semplice ma necessita di due persone, una che si occupa del cuscino interno e l'altra della "ricarica".

Come lavare:

Trovate a lato del materiale scelto l'etichetta con le caratteristiche e le possibilità di lavaggio

Come stirare:

Prima di procedere controllare sempre l'etichetta di manutenzione posta sulla fodera
Eseguire questa operazione solo su materiali che lo consentono e preferibilmente dal rovescio.

